预习报告	实验记录	分析讨论	总成绩

年级、专业:	2017 级 物理学	组号:	实验班 2
姓名:	高寒	学号:	17353019
日期:		教师签名:	

实验 CC1+B 热辐射谱测量与普朗克黑体辐射定律的 验证

【实验报告注意事项】

- 1. 实验报告由三部分组成:
 - 1) 预习报告:(提前一周)认真研读**实验讲义**,弄清实验原理;实验所需的仪器设备、用具及其使用(强烈建议到实验室预习),完成讲义中的预习思考题;了解实验需要测量的物理量,并根据要求提前准备实验记录表格(由学生自己在实验前设计好,可以打印)。预习成绩低于10分(共20分)者不能做实验。
 - 2) 实验记录:认真、客观记录实验条件、实验过程中的现象以及数据。实验记录请用珠笔或者钢笔书写并签名(用铅笔记录的被认为无效)。保持原始记录,包括写错删除部分,如因误记需要修改记录,必须按规范修改。(不得输入电脑打印,但可扫描手记后打印扫描件);离开前请实验教师检查记录并签名。
 - 3) 分析讨论:处理实验原始数据(学习仪器使用类型的实验除外),对数据的可靠性和合理性进行分析;按规范呈现数据和结果(图、表),包括数据、图表按顺序编号及其引用;分析物理现象(含回答实验思考题,写出问题思考过程,必要时按规范引用数据);最后得出结论。

实验报告就是预习报告、实验记录、和数据处理与分析合起来,加上本页封面。

- 2. 每次完成实验后的一周内交实验报告。
- 3. 除实验记录外,实验报告其他部分建议双面打印。

实验 CC1+B 热辐射谱测量与普朗克黑体辐射定律的验证

【实验目的】

- 1. 定量测量黑体辐射谱,验证导致量子论产生的普朗克定律;
 - (a) 黑体辐射谱的特征
 - (b) 黑体辐射谱与温度的关系
- 2. 学习使用多种光谱仪测量范围更宽的光谱
 - (a) 光谱仪的校正
 - (b) 光谱的衔接

【仪器用具】

型号	规格	备注
溴钨灯光源(含		出厂前校正
控制器)	1. 7 2999	
132.09.667	1.6 2889	
	1.5 2674	
	1.4 2548	
	1. 3 2455	
	1. 2 2303	
	1.1 2208	
	1.0 2101	
	0.9 2001	
WHS-1型黑体辐射	対 波长范围: 800-2500 nm	
about the company	准直镜焦距: f=302.5 mm	
实验仪(天津拓	相对孔径: D/F=1/7	
普)	狭缝宽度: 0-2.5 mm连续	
	可调	
	色散元件: 300L/mm	
	衍射光栅 1400nm闪耀	
Flight FLA4000)	
可见光光谱仪		
(杭州晶科)		

【原理概述】

该实验验证黑体辐射的功率谱 $I(\lambda)d\lambda$, 其理论结果由普朗克黑体辐射定律给出

$$I(\lambda)d\lambda = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{\frac{ch}{\lambda k_B T}} - 1} \tag{1}$$

这是量子论的诞生,它是由假设电磁辐射的最小能量单位为 hv 推出的。

实验方面,该实验利用溴钨灯的电流-温度对应关系调整温度,在红外和可见光波段测量溴钨灯的辐射谱。

【实验前思考题】

- 1. (问题 1)
- 2. (问题 2)

专业:	2017 级 物理学	年级:	实验班 2
姓名:	高寒	学号:	17353019
室温:		实验地点:	珠海教学楼 A5
学生签名:	高寒	评分:	
日期:		教师签名:	

实验 CC1+B 热辐射谱测量与普朗克黑体辐射定律的 验证

【实验内容、步骤、结果】

该实验由计算机记录数据。

【实验过程中遇到问题记录】

专业:	物理学	年级:	2017 级
姓名:	高寒	学号:	17353019
日期:			
评分:		教师签名:	

实验 CC1+B 热辐射谱测量与普朗克黑体辐射定律的 验证

【分析与讨论】

(Content)

【实验思考题】

(Content)